

Nhà Bè, ngày 11 tháng 7 năm 2022

**THÔNG BÁO**  
**Mời báo giá mua sắm hàng hóa**  
**GÓI THẦU SỐ 13: MUA CHỈ PHẪU THUẬT**

STT	Tên hàng hóa	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Phân nhóm (Theo TT14/2020/BYT)	Ghi chú
1	Chỉ Chromic 1/0 + Kim lớn (tròn)	Tép	120	Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic Catgut số 1, dài 75 cm; kim tròn 1/2c, dài 40 mm, giữ vết khâu tốt từ 14-21 ngày, thời gian tan hoàn toàn: ≤90 ngày kể từ thời điểm khâu vết mổ, Chỉ màu nâu, phủ muối Crôm, làm bằng sợi Collagen bện xoắn chắc chắn, tinh khiết, làm từ lớp thanh mạc ruột bò. Kim: Thép cứng, không gỉ, không cong, không gãy, kích cỡ chỉ và kim phù hợp theo yêu cầu. Được đóng gói trong dung dịch alcohol và EO dạng cầu.		
2	Chỉ Chromic 2/0 + Kim (tròn)	Tép	288	Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic Catgut số 2/0, dài 75 cm; kim tròn 1/2c, dài 26 mm, giữ vết khâu tốt từ 14-21 ngày, thời gian tan hoàn toàn: ≤90 ngày kể từ thời điểm khâu vết mổ, Chỉ màu nâu, phủ muối Crôm, làm bằng sợi Collagen bện xoắn chắc chắn, tinh khiết, làm từ lớp thanh mạc ruột bò. Kim: Thép cứng, không gỉ, không cong, không gãy, kích cỡ chỉ và kim phù hợp theo yêu cầu. Được đóng gói trong dung dịch alcohol và EO dạng cầu.		



STT	Tên hàng hóa	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Phân nhóm (Theo TT14/2020/BYT)	Ghi chú
3	Chi Chromic 3/0 + Kim (tròn)	Tép	96	Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic Catgut số 3/0, dài 75 cm; kim tròn 1/2c, dài 26 mm, giữ vết khâu tốt từ 14-21 ngày, thời gian tan hoàn toàn: ≤90 ngày kể từ thời điểm khâu vết mổ, Chi màu nâu, phủ muối Crôm, làm bằng sợi Collagen bền xoắn chắc chắn, tinh khiết, làm từ lớp thanh mạc ruột bò. Kim: Thép cứng, không gỉ, không cong, không gãy, kích cỡ chỉ và kim phù hợp theo yêu cầu. Được đóng gói trong dung dịch alcohol và EO dạng lỏng		
4	Chi Chromic 4/0 + Kim (tròn)	Tép	216	Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic Catgut số 4/0, dài 75 cm; kim tròn 1/2c, dài 26 mm, giữ vết khâu tốt từ 14-21 ngày, thời gian tan hoàn toàn: ≤90 ngày kể từ thời điểm khâu vết mổ, Chi màu nâu, phủ muối Crôm, làm bằng sợi Collagen bền xoắn chắc chắn, tinh khiết, làm từ lớp thanh mạc ruột bò. Kim: Thép cứng, không gỉ, không cong, không gãy, kích cỡ chỉ và kim phù hợp theo yêu cầu. Được đóng gói trong dung dịch alcohol và EO dạng lỏng		
5	Chi Nilon 2/0 + Kim (tam giác)	Tép	408	Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 2/0, dài 75 cm; kim tam giác 3/8c, dài 26 mm. Chỉ làm từ Polyamide 6-6.6 cấu trúc vững chắc, sợi tròn đều, dễ uốn, đàn hồi tốt, Chi màu xanh dương hoặc đen, Phẫu thuật tổng quát, khâu da, chỉnh hình, sản phụ khoa, thẩm mỹ, nhãn khoa. Kim: Thép cứng, không gỉ, không cong, không gãy, kích cỡ chỉ và kim phù hợp theo yêu cầu. Được đóng gói tiệt trùng		
6	Chi Nilon 3/0 + Kim (tam giác)	Tép	1.128	Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 3/0, dài 75 cm; kim tam giác 3/8c, dài 20 mm. Chỉ làm từ Polyamide 6-6.6 cấu trúc vững chắc, sợi tròn đều, dễ uốn, đàn hồi tốt, Chi màu xanh dương hoặc đen, Phẫu thuật tổng quát, khâu da, chỉnh hình, sản phụ khoa, thẩm mỹ, nhãn khoa. Kim: Thép cứng, không gỉ, không cong, không gãy, kích cỡ chỉ và kim phù hợp theo yêu cầu. Được đóng gói tiệt trùng		



STT	Tên hàng hóa	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Phân nhóm (Theo TT14/2020/BYT)	Ghi chú
7	Chi Nilon 4/0 + Kim (tam giác)	Tép	936	Chi không tan tổng hợp Nylon số 4/0, dài 75 cm; kim tam giác 3/8c, dài 18 mm. Chi làm từ Polyamide 6-6.6 cấu trúc vững chắc, sợi tròn đều, dễ uốn, đàn hồi tốt, Chi màu xanh dương hoặc đen, Phần thuật tổng quát, khâu da, chỉnh hình, sản phụ khoa, thẩm mỹ, nhãn khoa. Kim: Thép cứng, không gỉ, không cong, không gãy, kích cỡ chỉ và kim phù hợp theo yêu cầu. Được đóng gói tiệt trùng		
8	Chi Silk số 0 + Kim tam giác	Tép	50	Chi không tan tự nhiên Silk số 0, dài 75 cm; kim tam giác 3/8c, dài 26 mm. Chi làm từ protein hữu cơ - sợi tơ tằm (lụa), có phủ sáp, sợi bền chắc, giúp dễ thao tác, không gây hiện tượng mao dẫn, Chi màu đen hoặc trắng, Phần thuật tổng quát, khâu da, sản phụ khoa, nhãn khoa, làm chi buộc. Kim: Thép cứng, không gỉ, không cong, không gãy, kích cỡ chỉ và kim phù hợp theo yêu cầu. Được đóng gói tiệt trùng EO từng tép.		
9	Chi Silk 2/0 + Kim (tam giác)	Tép	250	Chi không tan tự nhiên Silk số 2/0, dài 75 cm; kim tam giác 3/8c, dài 24 mm. Chi làm từ protein hữu cơ - sợi tơ tằm (lụa), có phủ sáp, sợi bền rất chắc, giúp dễ thao tác, không gây hiện tượng mao dẫn, Chi màu đen hoặc trắng, Phần thuật tổng quát, khâu da, sản phụ khoa, nhãn khoa, làm chi buộc. Kim: Thép cứng, không gỉ, không cong, không gãy, kích cỡ chỉ và kim phù hợp theo yêu cầu. Được đóng gói tiệt trùng EO từng tép.		
10	Chi Silk 2/0 không kim	Tép	100	Chi không tan tự nhiên Silk số 2/0 không kim dài 150 cm, làm từ protein hữu cơ - sợi tơ tằm (lụa), có phủ sáp, sợi bền rất chắc, giúp dễ thao tác, không gây hiện tượng mao dẫn, Chi màu đen hoặc trắng, Phần thuật tổng quát, khâu da, sản phụ khoa, nhãn khoa, làm chi buộc. Được đóng gói tiệt trùng EO từng tép.		



STT	Tên hàng hóa	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Phân nhóm (Theo TT14/2020/BYT)	Ghi chú
11	Chỉ Silk 3/0 + Kim (tam giác)	Tép	384	Chỉ không tan tự nhiên Silk số 3/0, dài 75 cm; kim tam giác 3/8c, dài 18 mm. Chỉ làm từ protein hữu cơ - sợi tơ tằm (lụa), có phủ sáp, sợi bền rất chắc, giúp dễ thao tác, không gây hiện tượng mao dẫn, Chỉ màu đen hoặc trắng, Phẫu thuật tổng quát, khâu da, sản phụ khoa, nhãn khoa, làm chỉ buộc. Kim: Thép cứng, không gỉ, không cong, không gãy, kích cỡ chỉ và kim phù hợp theo yêu cầu. Được đóng gói tiệt trùng EO từng tép.		
12	Chỉ Silk 3/0 + không kim	Tép	48	Chỉ không tan tự nhiên Silk số 3/0 không kim dài 150 cm, làm từ protein hữu cơ - sợi tơ tằm (lụa), có phủ sáp, sợi bền rất chắc, giúp dễ thao tác, không gây hiện tượng mao dẫn, Chỉ màu đen hoặc trắng, Phẫu thuật tổng quát, khâu da, sản phụ khoa, nhãn khoa, làm chỉ buộc. Được đóng gói tiệt trùng EO từng tép.		
13	Chỉ Silk 4/0 + Kim (tam giác)	Tép	360	Chỉ không tan tự nhiên Silk số 4/0, dài 75 cm; kim tam giác 3/8c, dài 18 mm. Chỉ làm từ protein hữu cơ - sợi tơ tằm (lụa), có phủ sáp, sợi bền rất chắc, giúp dễ thao tác, không gây hiện tượng mao dẫn, Chỉ màu đen hoặc trắng, Phẫu thuật tổng quát, khâu da, sản phụ khoa, nhãn khoa, làm chỉ buộc. Kim: Thép cứng, không gỉ, không cong, không gãy, kích cỡ chỉ và kim phù hợp theo yêu cầu. Được đóng gói tiệt trùng EO từng tép.		
14	Chỉ Silk 5/0 + Kim (tam giác)	Tép	240	Chỉ không tan tự nhiên Silk số 5/0, dài 75 cm; kim tam giác 3/8c, dài 16 mm. Chỉ làm từ protein hữu cơ - sợi tơ tằm (lụa), có phủ sáp, sợi bền rất chắc, giúp dễ thao tác, không gây hiện tượng mao dẫn, Chỉ màu đen hoặc trắng, Phẫu thuật tổng quát, khâu da, sản phụ khoa, nhãn khoa, làm chỉ buộc. Kim: Thép cứng, không gỉ, không cong, không gãy, kích cỡ chỉ và kim phù hợp theo yêu cầu. Được đóng gói tiệt trùng EO từng tép.		



STT	Tên hàng hóa	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Phân nhóm (Theo TT14/2020/BYT)	Ghi chú
15	Chi Silk 6/0 + Kim (tam giác)	Tép	48	Chi không tan tự nhiên Silk số 6/0, dài 75 cm; kim tam giác 1/2c, dài 13 mm. Chi làm từ protein hữu cơ - sợi tơ tằm (lụa), có phủ sáp, sợi bền rất chắc, giúp dễ thao tác, không gây hiện tượng mao dẫn. Chi màu đen hoặc trắng, phẫu thuật tổng quát, khâu da, sản phụ khoa, nhãn khoa, lam chi buộc. Kim: Thép cứng, không gỉ, không cong, không gãy, kích cỡ chi và kim phù hợp theo yêu cầu. Được đóng gói tiệt trùng EO từng tép.		
16	Chi Trustilen 1/0 kim tròn "Hoặc tương đương"	Tép	48	Chi không tan tổng hợp sợi (Polypropylene) số 0, dài 100 cm; kim tròn thân to 1/2c, dài 40 mm. Sợi chi tròn đều, ít nhớ hình, dễ uốn, đàn hồi tốt, giữ vết khâu vĩnh viễn, không gây kích ứng mô, Chi màu xanh dương, dễ nhận biết. Kim thép phủ silicon thể hệ mới, thân vuông, độ bền và độ cứng ưu việt, Phẫu thuật tổng quát, chỉnh hình, sản phụ khoa, thẩm mỹ, nhãn khoa, tim mạch, khâu mạch máu. Được đóng gói tiệt trùng EO từng tép.		
17	Chi Caresorb 2/0 kim tròn "Hoặc tương đương"	Tép	168	Chi tan tổng hợp đa sợi (Polyglactin 910) số 2/0, dài 75 cm; kim tròn 1/2c, dài 26 mm. Chi giữ vết khâu tốt trong vòng 30 ngày, thời gian tan hoàn toàn: 56-70 ngày kể từ thời điểm khâu vết mổ; Chi được nhuộm màu tím hoặc không nhuộm, có độ trơn và chống sòn chi; Lực căng nút thắt rất cao, phẫu thuật tổng quát, chỉnh hình, sản phụ khoa, khâu da, dạ dày/ruột, tiết niệu, nhãn khoa. Kim thép phủ silicon thể hệ mới không gỉ, không cong, không gãy, kích cỡ chi và kim phù hợp theo yêu cầu. Được đóng gói tiệt trùng EO từng tép.		



STT	Tên hàng hóa	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Phân nhóm (Theo TT14/2020/BYT)	Ghi chú
18	Chi Caresorb 3/0 kim tròn "Hoặc tương đương"	Tép	240	Chỉ tan tổng hợp đa sợi (Polyglactin 910) số 3/0, dài 75 cm; kim tròn 1/2c, dài 26 mm. Chỉ giữ vết khâu tốt trong vòng 30 ngày, thời gian tan hoàn toàn: 56-70 ngày kể từ thời điểm khâu vết mổ; Chỉ được nhuộm màu tím hoặc không nhuộm, có độ trơn và chống sờn chỉ; Lực căng nút thắt rất cao, phẫu thuật tổng quát, chỉnh hình, sản phụ khoa, khâu da, dạ dày/ruột, tiết niệu, nhãn khoa. Kim thép phủ silicon thế hệ mới không gỉ, không cong, không gãy, kích cỡ chỉ và kim phù hợp theo yêu cầu. Được đóng gói tiệt trùng EO từng tép.		
19	Chi Caresorb 4/0 kim tròn "Hoặc tương đương"	Tép	96	Chỉ tan tổng hợp đa sợi (Polyglactin 910) số 4/0, dài 75 cm; kim tròn 1/2c, dài 26 mm. Chỉ giữ vết khâu tốt trong vòng 30 ngày, thời gian tan hoàn toàn: 56-70 ngày kể từ thời điểm khâu vết mổ; Chỉ được nhuộm màu tím hoặc không nhuộm, có độ trơn và chống sờn chỉ; Lực căng nút thắt rất cao, phẫu thuật tổng quát, chỉnh hình, sản phụ khoa, khâu da, dạ dày/ruột, tiết niệu, nhãn khoa. Kim thép phủ silicon thế hệ mới không gỉ, không cong, không gãy, kích cỡ chỉ và kim phù hợp theo yêu cầu. Được đóng gói tiệt trùng EO từng tép.		
20	Chi Prolene 0 kim tròn "Hoặc tương đương"	Tép	24	Chỉ không tan tổng hợp sợi (Polypropylene) số 0, dài 75 cm; kim tròn 1/2c, dài 30 mm. Sợi chỉ tròn đều, ít nhớ hình, dễ uốn, đàn hồi tốt, giữ vết khâu vĩnh viễn, không gây kích ứng mô, Chi màu xanh dương, dễ nhận biết. Kim thép phủ silicon thế hệ mới, thân vuông, độ bền và độ cứng ưu việt, Phẫu thuật tổng quát, chỉnh hình, sản phụ khoa, thẩm mỹ, nhãn khoa, tim mạch, khâu mạch máu. Được đóng gói tiệt trùng EO từng tép.		



STT	Tên hàng hóa	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Phân nhóm (Theo TT14/2020/BYT)	Ghi chú
21	Chi Prolene 2/0 kim tròn "Hoặc tương đương"	Tép	50	Chi không tan tổng hợp sợi (Polypropylene) số 2/0, dài 90 cm; kim tròn 1/2c, dài 26 mm. Sợi chỉ tròn đều, ít nhớt hình, dễ uốn, đàn hồi tốt, giữ vết khâu vĩnh viễn, không gây kích ứng mô, Chi màu xanh dương, để nhận biết. Kim thép phủ silicon thế hệ mới, thân vuông, độ bền và độ cứng ưu việt, Phẫu thuật tổng quát, chỉnh hình, sản phụ khoa, thẩm mỹ, nhãn khoa, tim mạch, khâu mạch máu. Được đóng gói tiệt trùng EO từng tép.		
22	Chi Prolene 4/0 kim tròn "Hoặc tương đương"	Tép	50	Chi không tan tổng hợp sợi (Polypropylene) số 4/0, dài 90 cm; 2 kim tròn 1/2c, dài 20 mm. Sợi chỉ tròn đều, ít nhớt hình, dễ uốn, đàn hồi tốt, giữ vết khâu vĩnh viễn, không gây kích ứng mô, Chi màu xanh dương, để nhận biết. Kim thép phủ silicon thế hệ mới, thân vuông, độ bền và độ cứng ưu việt, Phẫu thuật tổng quát, chỉnh hình, sản phụ khoa, thẩm mỹ, nhãn khoa, tim mạch, khâu mạch máu. Được đóng gói tiệt trùng EO từng tép.		
23	Chi Optilene 8/0 kim tròn "Hoặc tương đương"	Tép	24	Chi không tan tổng hợp sợi (Polypropylene) số 8/0, dài 45 cm; 2 kim tròn 3/8c, dài 6 mm. Sợi chỉ tròn đều, ít nhớt hình, dễ uốn, đàn hồi tốt, giữ vết khâu vĩnh viễn, không gây kích ứng mô, Chi màu xanh dương, để nhận biết. Kim thép phủ silicon thế hệ mới, thân vuông, độ bền và độ cứng ưu việt, Phẫu thuật tổng quát, chỉnh hình, sản phụ khoa, thẩm mỹ, nhãn khoa, tim mạch, khâu mạch máu. Được đóng gói tiệt trùng EO từng tép.		



STT	Tên hàng hóa	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Phân nhóm (Theo TT14/2020/BYT)	Ghi chú
24	Chi Trustilene 2/0 kim tròn "Hoặc tương đương"	Tép	48	Chi không tan tổng hợp sợi (Polypropylene) số 2/0, dài 90 cm; kim tròn 1/2c, dài 26 mm. Sợi chỉ tròn đều, ít nhớ hình, dễ uốn, đàn hồi tốt, giữ vết khâu vĩnh viễn, không gây kích ứng mô, Chi màu xanh dương, dễ nhận biết. Kim thép phủ silicon thế hệ mới, thân vuông, độ bén và độ cứng ưu việt, Phẫu thuật tổng quát, chỉnh hình, sản phụ khoa, thăm mỹ, nhãn khoa, tim mạch, khâu mạch máu. Được đóng gói tiệt trùng EO từng tép.		
25	Chi Trustilene 4/0 kim tròn "Hoặc tương đương"	Tép	24	Chi không tan tổng hợp sợi (Polypropylene) số 4/0, dài 90 cm; 2 kim tròn 1/2c, dài 20 mm. Sợi chỉ tròn đều, ít nhớ hình, dễ uốn, đàn hồi tốt, giữ vết khâu vĩnh viễn, không gây kích ứng mô, Chi màu xanh dương, dễ nhận biết. Kim thép phủ silicon thế hệ mới, thân vuông, độ bén và độ cứng ưu việt, Phẫu thuật tổng quát, chỉnh hình, sản phụ khoa, thăm mỹ, nhãn khoa, tim mạch, khâu mạch máu. Được đóng gói tiệt trùng EO từng tép.		
26	Chi Trustilene 8/0 kim tròn "Hoặc tương đương"	Tép	24	Chi không tan tổng hợp sợi (Polypropylene) số 8/0, dài 60 cm; 2 kim tròn đầu cắt 3/8c, dài 10 mm. Sợi chỉ tròn đều, ít nhớ hình, dễ uốn, đàn hồi tốt, giữ vết khâu vĩnh viễn, không gây kích ứng mô, Chi màu xanh dương, dễ nhận biết. Kim thép phủ silicon thế hệ mới, thân vuông, độ bén và độ cứng ưu việt, Phẫu thuật tổng quát, chỉnh hình, sản phụ khoa, thăm mỹ, nhãn khoa, tim mạch, khâu mạch máu. Được đóng gói tiệt trùng EO từng tép.		



STT	Tên hàng hóa	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Phân nhóm (Theo TT14/2020/BYT)	Ghi chú
27	Chi Vicry 8/0 "Hoặc tương đương"	Tép	36	Chi tan tổng hợp đa sợi (Polyglactin 910) số 8/0, dài 30 cm; 2 kim hình thang 3/8c, dài 6 mm. Chi giữ vết khâu tốt trong vòng 30 ngày, thời gian tan hoàn toàn: 56-70 ngày kể từ thời điểm khâu vết mổ; Chi được nhuộm màu tím hoặc không nhuộm, có độ trơn và chống sòn chi; Lực căng nút thắt cao, phẫu thuật tổng quát, chỉnh hình, sản phụ khoa, khâu da, dạ dày/ruột, tiết niệu, nhân khoa. Kim thép phủ silicon thể hệ mới không gỉ, không cong, không gãy, kích cỡ chỉ và kim phù hợp theo yêu cầu. Được đóng gói tiệt trùng EO từng tép.		
<b>Tổng Cộng : 27 khoản</b>						

Thời gian tiếp nhận Bảng Báo giá: Từ 11/7/2022 đến 15/7/2022.

Địa điểm tiếp nhận: Bệnh viện huyện Nhà Bè - Khoa Dược.

**LẬP BẢNG**



**DS. CKI. Lê Quốc Lân**



**GIÁM ĐỐC**

**BS. CKII. Nguyễn Hữu Thơ**





